

## POSTUPAK STAVLJANJA RESPIRATORA (PAPR – powered air purifying respirator) PRI RADU S BOLESNICIMA KOJIMA SU POTREBNE MJERE INTENZIVNE SKRBI

1. KORAK –izvaditi respirator i postaviti filtere na respirator



2. KORAK –postaviti respirator na lice, zategnuti vrpce tako da je respirator priljubljen uz lice i navući kapuljaču od zaštitnog odijela.





Mjere zaštite pri zbrinjavanju bolesnika inficiranih 2019-n-koronavirusom, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, siječanj 2020.